

## Aceitunas - Acero inoxidable



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Las aceitunas de acero inoxidable son un componente crítico en los accesorios de compresión, ya que ofrecen una solución confiable y duradera para conectar tuberías y tubos en una variedad de aplicaciones.

Su resistencia a la corrosión y resistencia los hacen ideales para entornos exigentes, ya que garantizan conexiones seguras y a prueba de fugas. La instalación adecuada y el mantenimiento regular son clave para su rendimiento efectivo y longevidad.

### Características técnicas

## Specifications

<b>General Description</b>	Olives
<b>Material</b>	Stainless-Steel
<b>Probe Diameter</b>	Suitable for probe diameters between 1.0mm & 8.0mm