




Sellos de olla - Acero inoxidable liso



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los sellos de olla lisos de acero inoxidable son esenciales para crear conexiones seguras y a prueba de fugas en diversas aplicaciones industriales y mecánicas.

Su resistencia a la corrosión, durabilidad y fuerza los hacen adecuados para entornos hostiles.

La selección, la instalación y el mantenimiento adecuados garantizan un rendimiento fiable y una durabilidad duradera.

Características técnicas

Specifications

General Description	Pot Seals to house the transition joints of sensor to extension leads
Material	Stainless steel
Thread	Plain bodied
Length	15mm to 44mm