

## Reductores - Acero inoxidable



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los reductores de acero inoxidable son componentes vitales en los sistemas de tuberías, ya que facilitan la transición entre diferentes tamaños de tuberías para cumplir con los requisitos específicos de la aplicación.

Su resistencia a la corrosión, durabilidad y fuerza los hacen adecuados para una amplia gama de entornos y aplicaciones.

La selección, instalación y mantenimiento adecuados de los reductores de acero inoxidable garantizan un rendimiento eficiente y confiable.

### Características técnicas

## Specifications

<b>General Description</b>	A reducer allows for a change in size to meet specific requirements of the application
<b>Material</b>	Stainless steel
<b>Sizes</b>	BSPP and BSPT