

## Sonda de aire de acero inoxidable - PRT (negro) 4,0 mm x 110 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonda de aire de acero inoxidable 316 con funda ventilada para la medicin general de la temperatura del aire.  
Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

### **Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

**Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la informacin de entrega.**

### **Caractersticas tcnicas**

## **Specifications**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Product Code</b>        | XE-3854-001   |
| <b>General Description</b> | 316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement. |
| <b>Sensor Type</b>         | PRT   |
| <b>Probe Diameter</b>      | 4.0mm   |
| <b>Probe Length</b>        | 110mm   |
| <b>Sheath Material</b>     | 316 Stainless Steel   |
| <b>Cable Length</b>        | 2m Coiled Cable   |
| <b>Termination Type</b>    | Fitted mini plug  |
| <b>Max. Temperature</b>    | +400°C  |