

## Sonda de uso general con aislamiento mineral de mano JIS tipo T 3,0 mm x 300 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonda de inmersin con aislamiento mineral con punta redondeada adecuada para la medicin de temperatura semislida y liquida. Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un enchufe tipo mini. Una construccin semiflexible permite que la sonda se doble o se moldee para aplicaciones de difcil acceso. Son adecuados para su uso en pruebas de materiales corrosivos y mediciones de metal fundido a alta temperatura.

### **Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

**Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la informacin de entrega.**

### **Caractersticas tcnicas**

## **Specifications**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Product Code</b>        | XE-3878-001  |
| <b>General Description</b> | Rounded tip suitable for semi solid and liquid temperature measurement |
| <b>Thermocouple Type</b>   | T JIS  |
| <b>Probe Diameter</b>      | 3.0mm  |
| <b>Probe Length</b>        | 300mm  |
| <b>Cable Length</b>        | 2m Coiled Cable  |
| <b>Termination Type</b>    | Fitted mini plug   |
| <b>Max. Temperature</b>    | +850°C   |