


Sonda de penetracin porttil de acero inoxidable - Tipo K IEC 3,3 mm (punta reducida) x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura de lquidos y semislidos. Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la informacin de entrega.

Caractersticas tcnicas

Specifications

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Product Code | XE-3852-001 |
| General Description | Penetration Probe with a pointed tip |
| Sensor Type | K IEC |
| Probe Diameter | 3.3mm (reduced tip) |
| Probe Length | 120mm |
| Cable Length | 2m |
| Cable Termination | Miniature Plug |
| Max. Temperature | +400°C |