

**Sonda de penetracin porttil de acero inoxidable -
Tipo T JIS 1,6 mm x 60 mm**

Image
Coming
Soon

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura de lquidos y semislidos. Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la informacin de entrega.

Caractersticas tcnicas

Specifications

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Product Code | XE-3880-001 |
| General Description | Penetration Probe with a pointed tip |
| Sensor Type | T JIS |
| Probe Diameter | 1.6mm |
| Probe Length | 60mm |
| Cable Length | 2m |
| Cable Termination | Miniature Plug |
| Max. Temperature | +400°C |