

**Sonda de penetracin porttil de acero inoxidable -
Tipo T JIS 3,3 mm x 300 mm**

Image
Coming
Soon

Sonda de penetracin de acero inoxidable 316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura de lquidos y semislidos. Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la informacin de entrega.

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-3882-001
General Description	Penetration Probe with a pointed tip
Thermocouple Type	T JIS
Probe Diameter	3.3mm
Probe Length	300mm
Cable Length	2m
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	+400°C