



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

## Termopar con aislamiento mineral con enchufe en miniatura o estndar ANSI - Tipos K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

**Necesita calibrar su sensor de temperatura?**

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestras instalaciones de calibración internas.

**Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, se comunicará con usted con respecto a la información de entrega.**

**Características técnicas****Specifications**

<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Thermocouple Junction</b>	Hot junction insulated from sheath
<b>Probe Diameter</b>	1.0, 1.5 & 3.0 mm
<b>Probe Length</b>	Various
<b>Sheath Material</b>	Stainless steel 310 sheath
<b>Termination Type</b>	Miniature or Standard Plug
<b>Max. Temperature</b>	+1100°C (+750°C for 1.0mm)
<b>Standards Met</b>	ANSI