


Sondas de aire de acero inoxidable de mano - Tipo K,T,PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

316 Sonda de aire de acero inoxidable con vaina ventilada para la medición general de la temperatura del aire.
Compuesto por un mango, cable enrollado de 2 metros y un mini enchufe.

?Necesita su sensor de temperatura calibrado?

Trazable según los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece una opción de calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 oC y +200 oC.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, esto agregará 2-3 días de tiempo de entrega a su pedido.

Specifications

General Description	316 Stainless Steel Air Probe with a vented sheath for general air temperature measurement.
Sensor Type	K, T or PRT
Calibration	IEC
Probe Diameter	4.0mm
Probe Length	110mm
Sheath Material	316 Stainless Steel
Cable Type	2m Coiled Cable
Cable Termination	Fitted plug
Max. Temperature	+400°C