



Termopar de unin expuesta ANSI con cable PFA con mini enchufe instalado - Tipos K,T



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestras instalaciones de calibración internas.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, se comunicará con usted con respecto a la información de entrega.

Características técnicas**Specifications**

General Description	A complete, precision fine wire, high sensitivity thermocouple with a fitted miniature connector
Sensor Type	Cable Tidy Thermocouple with Fitted Miniature ANSI Plug
Thermocouple Type	K or T
Thermocouple Junction	Exposed
Cable Length	1 or 2 metre
Cable Type	PFA twin twisted
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	220°C
Tolerance	Class 1 wire for high accuracy
Standards Met	ANSI colour code