

GM640 Medidor de Humedad de Grano



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

El GM640 se puede utilizar para medir la humedad y la temperatura de diferentes granos. Es aplicable a la asignación, compra, almacenamiento y procesamiento de granos envasados. Con este Probador, la humedad y la temperatura de los granos se pueden medir rápida y exactamente.

Prueba de humedad del grano

Prueba de temperatura alimentaria

Ajuste estándar de humedad de grano y punta de humedad excesiva

Función de control de retroiluminación

Conversión de unidades de temperatura Celsius, Fahrenheit

Función de retención de la batería

Función de apagado automático: 5 minutos sin ningún apagado automático de operación

Función de retención de datos

Las puntas de la sonda no son adecuadas para medir los niveles de humedad en heno o paja.

Especificaciones

Specifications

Product Code	XE-4010-001
General Description	With this Tester, the moisture and temperature of the grains (measurable grains include: wheat, paddy, rice, corn) can be rapidly and exactly measured.
Type	Grain Moisture Meter
Accuracy	Moisture \pm (1% Rh = 0.5), temperature \pm 2.5°C (\pm 5°F)
Resolution	0.5% moisture, temperature 0-85% Rh
Dimensions	Meter: 72 * 35 * 145mm. Probe: 415 * 36 * 36mm
Max. Temperature	60°C
Min. Temperature	-10°C
Operating Humidity	0.1-85% Rh



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Input / Ranges	5% -30% moisture, temperature -10°C-60°C
Operating Temperature	0°C-40°C
Weight	Meter: 190.6g, Probe: 208.3g
Power Supply	Power supplied by a 6F22 9V battery with auto reminder while low battery