

## Termometro infrarrojo IR GM300 de emisividad fija (0,95) (solo para uso no mdico)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Para cantidades mayores, utilice la pestaña "consulta de productos" para ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener un presupuesto e información sobre el plazo de entrega.

**Tenga en cuenta:**

*estos son termómetros IR industriales, así que verifique las especificaciones antes de comprar, ya que se aplicará una tarifa de reposición del 20% a los productos no utilizados. La precisión de estos artículos los hace inadecuados para uso médico*

**Características técnicas**

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4008-001
<b>Model</b>	GM300 Fixed Emissivity (0.95)
<b>General Description</b>	GM300 infrared thermometer is used for measuring the temperature of the object's surface.
<b>Accuracy</b>	+/- 1.5°C / +/- 1.5%
<b>Resolution</b>	0.1°C or 0.1°F
<b>Emissivity</b>	0.95 Preset
<b>Distance to Spot Size</b>	12:1
<b>Battery</b>	9V
<b>Function #1</b>	MAX / MIN / AVG / DIF reading
<b>Function #2</b>	Auto Power off & Data Hold
<b>Function #3</b>	High / Low Temperature Alarm setup
<b>Function #4</b>	Laser ON / OFF selectable
<b>Unit selectable</b>	°C / °F
<b>Power Supply</b>	Requires one standard 9V battery (included)

<b>Measuring range</b>	-50°C to 450°C
<b>Important Information</b>	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products