

Termometro infrarrojo IR GM300 de emisividad fija (0,95) (solo para uso no mdico)



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Para cantidades mayores, utilice la pestaña "consulta de productos" para ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener un presupuesto e información sobre el plazo de entrega.

Tenga en cuenta:

estos son termómetros IR industriales, así que verifique las especificaciones antes de comprar, ya que se aplicará una tarifa de reposición del 20% a los productos no utilizados. La precisión de estos artículos los hace inadecuados para uso médico

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-4008-001
Model	GM300 Fixed Emissivity (0.95)
General Description	GM300 infrared thermometer is used for measuring the temperature of the object's surface.
Accuracy	+/- 1.5°C / +/- 1.5%
Resolution	0.1°C or 0.1°F
Emissivity	0.95 Preset
Distance to Spot Size	12:1
Battery	9V
Function #1	MAX / MIN / AVG / DIF reading
Function #2	Auto Power off & Data Hold
Function #3	High / Low Temperature Alarm setup
Function #4	Laser ON / OFF selectable
Unit selectable	°C / °F
Power Supply	Requires one standard 9V battery (included)



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Measuring range	-50°C to 450°C
Important Information	These are industrial IR thermometers, so please check the specifications before purchasing as a restocking fee of 20% will apply to unused products