

## Sonda de abrazadera de tubera - tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Esta sonda de abrazadera de tubera es adecuada para medir la temperatura de la superficie de las tuberías en sistemas de calefacción y ventilación, refrigeración y muchas otras aplicaciones de tuberías.

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3847-001
<b>General Description</b>	Pipe Clamp Probe
<b>Sensor Type</b>	Clamps onto pipes from 6 mm to 30 mm
<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Cable Length</b>	1m
<b>Cable Type</b>	PVC
<b>Cable Termination</b>	Miniature Plug
<b>Max. Temperature</b>	-10°C
<b>Min. Temperature</b>	+100°C
<b>Accuracy</b>	Response time less than 2 seconds