

Sonda de abrazadera de tubera - tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Esta sonda de abrazadera de tubera es adecuada para medir la temperatura de la superficie de las tuberías en sistemas de calefacción y ventilación, refrigeración y muchas otras aplicaciones de tuberías.

Specifications

Product Code	XE-3847-001
General Description	Pipe Clamp Probe
Sensor Type	Clamps onto pipes from 6 mm to 30 mm
Thermocouple Type	K
Cable Length	1m
Cable Type	PVC
Cable Termination	Miniature Plug
Max. Temperature	-10°C
Min. Temperature	+100°C
Accuracy	Response time less than 2 seconds