

## Sonda de penetracin de mano de acero inoxidable - PRT (negro) 3,3 mm x 120 mm



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sonda de penetracin de acero inoxidable <p>316 con punta puntiaguda para la medicin de temperatura de liquidos y semislidos. Compuesto por un asa, un cable en espiral de 2 metros y un mini enchufe.</p>

<p> </p>

<table style="altura: 36px; border-color: #f5f5f5;" border="1" width="850">

< cuerpo>

<tr>

<th style="ancho: 417px; color de fondo: #cccccc; text-align: centro; alineacin vertical: medio;" >

<h2><strong>Necesita calibrar su sensor de temperatura?</strong></h2>

</th>

<td style="ancho: 417px; color de fondo: #f5f5f5; text-align: centro; alineacin vertical: medio;" >

<p>Trazable a los estndares de calibracin ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opcin de una calibracin trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalacin de calibracin interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200C.</p>

<p><strong>Tenga en cuenta que si agrega una opcin de calibracin a su pedido, nos pondremos en contacto con usted para informarle sobre la entrega.</strong></p>

</TD>

</tr>

</tbody>

</mesa>

<p><span style="texto-decoracin: subrayado;" ><fuerte>Especificaciones</fuerte></envergadura></p>

<p> </p>

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-3890-001
<b>General Description</b>	Penetration Probe with a pointed tip
<b>Sensor Type</b>	PRT
<b>Probe Diameter</b>	3.3mm
<b>Probe Length</b>	120mm
<b>Cable Length</b>	2m
<b>Max. Temperature</b>	+400°C