

Termopar de unin expuesta IEC de par plano aislado con PFA con enchufe en miniatura - Tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Buena resistencia mecánica y flexibilidad, resistente a aceites, cidos y otros fluidos adversos.

Necesita calibrar su sensor de temperatura?

Trazable a los estándares de calibración ISO17025 (UKAS), Labfacility ofrece la opción de una calibración trazable de 3 o 5 puntos utilizando nuestra instalación de calibración interna, puede seleccionar cualquier punto de temperatura entre -10 C y +200 C.

Tenga en cuenta que si agrega una opción de calibración a su pedido, nos pondremos en contacto con usted con respecto a la información de entrega

Specifications

Sensor Type	Fast response, welded exposed junction
Thermocouple Type	Thermocouple type K
Cable Connection	Terminated with a miniature flat pin plug
Cable Length	300mm, 1, 2, 3 or 5 metre lengths available
Core / Strands	1/0.3mm or 1/0.5mm
Termination Type	Miniature Plug
Standards Met	(cores & jacket) to IEC-584-3
Insulation Material	Insulation rating: -75°C to 260°C