


Bloques de terminales - Tipo CU Blanco



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los bloques de terminales vienen en muchos tipos y tamanos diferentes para adaptarse a su cabezal de terminal.
Compruebe cuidadosamente las dimensiones de los orificios de fijación en el cabezal del terminal antes de elegir el bloque correcto.

sentido

Código de pedido

Color

Diámetro

Fijaciones

Se adapta a la cabeza

4

XE-3829-001

Blanco

42mm

33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

Specifications

Material	Plastic
Fixing (Centres)	33mm
Colour	White



LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

Dimensions	42mm Diameter
To Fit Head	KNE, KNP, KPP, B, SCH4
Sizes	4 Way
Thermocouple Type	CU