


## Bloques de terminales - Tipo CU Blanco



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los bloques de terminales vienen en muchos tipos y tamanos diferentes para adaptarse a su cabezal de terminal.  
Compruebe cuidadosamente las dimensiones de los orificios de fijación en el cabezal del terminal antes de elegir el bloque correcto.

**sentido**

**Código de pedido**

**Color**

**Diámetro**

**Fijaciones**

**Se adapta a la cabeza**

4

XE-3829-001

Blanco

42mm

33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

## Specifications

<b>Material</b>	Plastic
<b>Fixing (Centres)</b>	33mm
<b>Colour</b>	White



# LABFACILITY

TEMPERATURE & PROCESS TECHNOLOGY

<b>Dimensions</b>	42mm Diameter
<b>To Fit Head</b>	KNE, KNP, KPP, B, SCH4
<b>Sizes</b>	4 Way
<b>Thermocouple Type</b>	CU