


Bloques de terminales - Cerámica



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los bloques de terminales vienen en muchos tipos y tamanos diferentes para adaptarse a su cabezal de terminal.
Compruebe cuidadosamente las dimensiones de los orificios de fijación en el cabezal del terminal antes de elegir el bloque correcto.

sentido

Código de pedido

Diámetro

Fijaciones

Se adapta a la cabeza

3

XE-3833-001

34mm

27mm

KNS

4

XE-3830-001

42mm

33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

4 (cargado por resorte)

XE-3831-001

42mm

33mm

KNE, KNP, KPP, B, SCH4

6

XE-3832-001

50mm

40mm

KNE, KNP, KPP, SCH4

Specifications

Material	Ceramic
Fixing (Centres)	27mm, 33mm or 40mm
Colour	Natural
Dimensions	34mm, 42mm or 50mm
To Fit Head	KNE, KNP, KPP, B, SCH4
Sensor Type	PRT
Sizes	3, 4 or 6 Way