


Termmetro corporal digital



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

El termómetro digital puede medir la temperatura del cuerpo humano de forma rápida, precisa y cómoda.

La carcasa está hecha de plástico no tóxico y es menos frágil que el termómetro de mercurio tradicional, que es fácil de romper. El mercurio contamina el medio ambiente y no es tan fácil de leer.

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-4095-001
General Description	Digital Thermometer
Type	Flexible probe head
Accuracy	+/- 0.1°C
Resolution	0.1°C
Dimensions	124mm x 18.5mm x 10mm
Temperature Range	+32°C to 42°C
Weight	10g
Important Information	Measurement time: about 1 minute