


## Termmetro corporal digital



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

El termómetro digital puede medir la temperatura del cuerpo humano de forma rápida, precisa y cómoda.

La carcasa está hecha de plástico no tóxico y es menos frágil que el termómetro de mercurio tradicional, que es fácil de romper. El mercurio contamina el medio ambiente y no es tan fácil de leer.

### Características técnicas

## Specifications

<b>Product Code</b>	XE-4095-001
<b>General Description</b>	Digital Thermometer
<b>Type</b>	Flexible probe head
<b>Accuracy</b>	+/- 0.1°C
<b>Resolution</b>	0.1°C
<b>Dimensions</b>	124mm x 18.5mm x 10mm
<b>Temperature Range</b>	+32°C to 42°C
<b>Weight</b>	10g
<b>Important Information</b>	Measurement time: about 1 minute