

## Lascar EL-WiFi-VACX Kit de monitorizacin de vacunas WiFi de alta precisin con luz de advertencia de alarma y sirena



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sondas adicionales disponibles

[aqu](#)

El EL-WiFi-VACX, con su sirena incorporada y sus funciones de alerta de iluminacin LED, permite el seguimiento remoto de las vacunas y la recopilacin de datos a travs de una red WiFi, visible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, incluidos telfonos inteligentes, tabletas o PC, a travs de

[EasyLog Cloud](#) . Configure alarmas altas y bajas y reciba alertas instantneas por correo electrnico cuando las temperaturas se demasiado calientes o fras en el refrigerador o congelador.

Con el producto se suministra una sonda de temperatura llena de glicol, que coincide con la respuesta a la temperatura de las vacunas almacenadas, lo que garantiza lecturas altamente precisas y representativas. La sonda es reemplazable y se puede calibrar por separado del dispositivo principal.

El EL-WiFi-VACX almacena los datos internamente si pierde la conexin WiFi y los sube automticamente a la nube una vez que se vuelve a conectar.

Utilice las

[aplicaciones en la nube de EasyLog](#) para Android y Apple para configurar fcilmente su dispositivo y acceder a sus datos en cualquier lugar.

Este producto cumple y supera los estndares de los CDC para el monitoreo de vacunas.

Con el producto se incluye una sonda de temperatura llena de glicol de alta precisin, un certificado de calibracin trazable y un soporte de montaje en pared.

El registrador de datos de temperatura EL-WiFi-VACX es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Entre ellas se encuentran:

Almacenamiento de vacunas

Almacenamiento de sangre y componentes sanguneos

Cadena de fro farmacutica

**Caractersticas tcnicas**

**Specifications**

<b>Product Code</b>	XE-4058-001
<b>Model</b>	EL-WiFi-VACX
<b>Type</b>	High-Accuracy WiFi Vaccine Monitoring Kit With Alarm Warning Light and Sounder
<b>Communications Protocol</b>	WiFi
<b>Accuracy</b>	(typical) +/-0.1°C (-10 to +60°C) +/-0.2°F (+14 to +140°F)
<b>Readings</b>	unlimited

<b>Resolution</b>	Measurement resolution: 0.01°C (0.02°F) / Display resolution: 0.01
<b>Logging Interval</b>	User selectable between 10 seconds and 12 hours
<b>Battery</b>	Battery Life: > 6 months
<b>Dimensions</b>	82 x 70 x 36 mm
<b>Temperature Range</b>	(probe supplied) -40 to +60°C (-40 to 140°F)
<b>Operating Temperature</b>	-20 to +60°C (-4 to +140°F)
<b>Calibration</b>	Calibration Certificate Supplied at 2 and 8°C
<b>Standards Met</b>	Logger IP42 Probe IP67