

Lascar EL-WiFi-VACX Kit de monitorizacin de vacunas WiFi de alta precisin con luz de advertencia de alarma y sirena



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Sondas adicionales disponibles

[aqu](#)

El EL-WiFi-VACX, con su sirena incorporada y sus funciones de alerta de iluminacin LED, permite el seguimiento remoto de las vacunas y la recopilacin de datos a travs de una red WiFi, visible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, incluidos telfonos inteligentes, tabletas o PC, a travs de

[EasyLog Cloud](#) . Configure alarmas altas y bajas y reciba alertas instantneas por correo electrnico cuando las temperaturas se demasiado calientes o fras en el refrigerador o congelador.

Con el producto se suministra una sonda de temperatura llena de glicol, que coincide con la respuesta a la temperatura de las vacunas almacenadas, lo que garantiza lecturas altamente precisas y representativas. La sonda es reemplazable y se puede calibrar por separado del dispositivo principal.

El EL-WiFi-VACX almacena los datos internamente si pierde la conexin WiFi y los sube automticamente a la nube una vez que se vuelve a conectar.

Utilice las

[aplicaciones en la nube de EasyLog](#) para Android y Apple para configurar fcilmente su dispositivo y acceder a sus datos en cualquier lugar.

Este producto cumple y supera los estndares de los CDC para el monitoreo de vacunas.

Con el producto se incluye una sonda de temperatura llena de glicol de alta precisin, un certificado de calibracin trazable y un soporte de montaje en pared.

El registrador de datos de temperatura EL-WiFi-VACX es adecuado para una amplia variedad de aplicaciones. Entre ellas se encuentran:

Almacenamiento de vacunas

Almacenamiento de sangre y componentes sanguneos

Cadena de fro farmacutica

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-4058-001
Model	EL-WiFi-VACX
Type	High-Accuracy WiFi Vaccine Monitoring Kit With Alarm Warning Light and Sounder
Communications Protocol	WiFi
Accuracy	(typical) +/-0.1°C (-10 to +60°C) +/-0.2°F (+14 to +140°F)
Readings	unlimited

Resolution	Measurement resolution: 0.01°C (0.02°F) / Display resolution: 0.01
Logging Interval	User selectable between 10 seconds and 12 hours
Battery	Battery Life: > 6 months
Dimensions	82 x 70 x 36 mm
Temperature Range	(probe supplied) -40 to +60°C (-40 to 140°F)
Operating Temperature	-20 to +60°C (-4 to +140°F)
Calibration	Calibration Certificate Supplied at 2 and 8°C
Standards Met	Logger IP42 Probe IP67