

Sensor PT100 de parche autoadhesivo con cubierta exterior aislada de PFA - Tipo PRT



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Para obtener ms opciones, incluido el tipo de termistor, el tipo de detector RTD, los diferentes grados de detector y las longitudes personalizadas, comunquese con nuestro equipo de ventas utilizando la pestaa de consulta del producto.

El estilo RTF4/NAH es un sensor de superficie encapsulado dentro de un parche de goma de silicona.

Se utiliza para aplicaciones de superficie

Tolerancia de clase B

Plomo aislado con PFA

Terminacin de cola de 4 hilos para IEC60751

Opciones de cables de PFA de 1, 3 o 5 m disponibles

Caractersticas tcnicas

Specifications

| | |
|--------------------------|---|
| Sensor Type | Silicone rubber patch with self adhesive foil backing |
| Element | Pt100 |
| Patch dimensions | L40 x W15mm x D5mm |
| Cable Length | 1, 3 or 5m |
| Cable Type | PFA insulated outer jacket |
| Core / Strands | 7/0.1mm |
| Cable Termination | Bare Tails |
| Max. Temperature | +150°C |
| Min. Temperature | -50°C |
| Accuracy | Class B |
| Number of Wires | 4 |