

## Termopar de pernos ANSI, acero inoxidable de fibra de vidrio sobre cable trenzado - Tipo K



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Los sensores de pernos generalmente se atornillan en la superficie, lo que normalmente aumenta la velocidad de respuesta y la sensibilidad de la medicación. Adecuado para uso hasta +250C.

### Características técnicas

## Specifications

<b>Thermocouple Type</b>	K
<b>Thermocouple Junction</b>	Bolts have grounded junctions
<b>Cable Length</b>	2M
<b>Cable Type</b>	Glassfibre stainless steel over braided cable
<b>Cable Termination</b>	Bare Tails
<b>Max. Temperature</b>	+250°C
<b>Standards Met</b>	ANSI MC96.1
<b>Bolt thread/pitch</b>	M8 x 1mm / M10 x 1mm / M12 x 1mm
<b>Colour</b>	Positive: Red / Negative: Yellow
<b>Length</b>	Bolt length: 13mm or 25mm