

GT1355A Sonmetro



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

Este medidor de nivel de sonido ha sido diseñado para cumplir con los requisitos de medicin de los ingenieros de ruido, el control de calidad del ruido y la prevencin de la salud en diversos entornos, como la medicin de ruido en fbricas, oficinas, carreteras, familias y todas las dems aplicaciones de medicin de ruido.

Seleccin de ponderacin de frecuencia del aire acondicionado

Seleccin de pesaje de tiempo rpido / lento

Alarma de luz de tres colores

Mximo / Mnimo

RETENCIN DE DATOS

Almacenamiento de datos: 43.000 funciones de registro de datos

Lectura y eliminacin de datos

Se puede configurar el tiempo de apagado automtico y el apagado automtico cuando se agota la batera

Mostrar fecha y hora

Grfico de lneas: Visualizacin de los cambios en los datos de ruido

Carga USB y comunicacin con PC: conctese con la PC a travs de USB, proporciona descarga de registros de datos, anlisis de muestreo de datos en tiempo real e impresin de funciones de grficos y datos.

Este medidor de nivel de sonido fue diseado de acuerdo con los siguientes estndares:

un. Norma del comit internacional de electricistas: IEC PUB 651 TIPO2

b. Estndar nacional de EE. UU.: ANSI S1.4 TIPO2

Caractersticas tcnicas

Specifications

Product Code	XE-4156-001
Model	GT1355A
Type	Sound Level Meter
Accuracy	+/- 1.5 dB
Resolution	0.1dB
Response	31.5Hz-8500Hz
Battery	3.7V Lithium Battery / 1000mAh

Current Consumption	70mA / 5uA standby
Dimensions	160mm x 56mm x 31mm
Operating Humidity	10-80% RH
Operating Temperature	0-50°C
Weight	120g
Sampling rate	FAST: 8 times per second / SLOW: 1 times per second
Measuring range	30-130 dB(A), 35-130dB(C)
Important Information	Calibration Sound Source: 94dB@1KHz