


WT9065 Medidor de temperatura y humedad



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

El medidor de temperatura y humedad WT9065 es pequeño y portátil, con una estabilidad de rendimiento segura y confiable, un bajo consumo de energía y alta precisión. El dispositivo está diseñado para la medicina, fabricación, laboratorio, logística, alimentación e higiene, ingeniería de aire acondicionado y protección del medio ambiente.

Retención de datos

Valor Máximo / Mínimo / Diferencia

Apagado manual / automático

Retroiluminación LCD

Función de memoria de corte de energía

Selección de la unidad de temperatura

Características técnicas

Specifications

Product Code	XE-4009-001
Model	WT9065
Type	Temperature & Humidity Meter
Accuracy	+/- 1°C / +/- 4% RH
Resolution	0.1°C (0.1°F) / 0.1% RH
Battery	3 x 1.5v AAA
Dimensions	144mm x 54mm x 32mm
Humidity range	5-98% RH
Temperature Range	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Weight	106.1g