


## Enchufes de termopar cerámicos estándar de alta temperatura (650oC) Tipo K ANSI



Labfacility are the UK's leading manufacturer of Temperature Sensors, Thermocouple Connectors and associated Temperature Instrumentation and stockings of Thermocouple Cables. The Company has been trading since 1971 and is ISO9001 accredited.

*El plazo para estos artículos puede ser de alrededor de 4 - 5 semanas. Nuestro equipo de ventas se pondrá en contacto con usted con más detalles y actualización de entrega después de realizar el pedido.*

*Utilice la pestaña "Consulta de productos" a la derecha si necesita más información antes de realizar el pedido.*

Cuerpo de cerámica de alta calidad para un uso de hasta 650 oC

Enchufes equipados con pasadores de termopar sólido

Todos los conectores suministrados de color blanco con punto de color ANSI en el cuerpo

## Specifications

Product Code	XE-1443-001
--------------	-------------